

# Silla Multipropósito

## SMM-251<sup>ESP</sup>

Ideal para procedimientos oftalmológicos o similares.



La **Silla Multipropósito SMM-251<sup>ESP</sup>** es la solución ideal para procedimientos oftalmológicos o similares. Esta silla es completamente eléctrica, lo que permite un ajuste preciso de la altura y la inclinación para garantizar la comodidad del paciente y facilitar el trabajo del personal médico o asistencial.





### Barandas de Seguridad Abatibles

Equipada con cuatro barandas laterales abatibles y removibles\*, que cubren las secciones de espaldar y cadera para brindar mayor protección al paciente.

**Su diseño permite abatirlas de arriba hacia abajo, facilitando el acceso y las maniobras del personal asistencial.**

\*Para remover las barandas se requieren herramientas.

### Control Dual Eléctrico

La Silla Multipropósito **incorpora un sistema de accionamiento eléctrico con control de mano y control pedal**, lo que permite un manejo versátil y seguro tanto por parte del personal médico como del paciente, optimizando la comodidad y la eficiencia en cada procedimiento.





### **Cabecero con Accionamiento Eléctrico**

**Sistema eléctrico que permite un ajuste preciso de la inclinación del cabecero**, controlado mediante un mando de fácil uso. Garantiza la correcta posición del paciente y mayor comodidad durante los procedimientos.

### **Soporte de Brazos**

Accesorio diseñado para brindar apoyo estable al profesional durante los procedimientos oftalmológicos, evitando que los brazos queden en suspensión. Su uso favorece una postura ergonómica y reduce la fatiga, mejorando la precisión en la atención.

### **Soporte Apoya Pies**

Fabricado en material resistente, cuenta con ajuste de altura mediante perilla de seguridad, ofreciendo estabilidad y confort durante el procedimiento.



## Posiciones de la Silla



**Inclinación del Espaldar**



**Inclinación de Pies**



**Posición Sentado**



**Posición Horizontal**



**Cambio de Altura**



**Inclinación del Cabecero**

### • • Sistema CPR

El sistema CPR de la silla es eléctrico y automático, esto logra horizontalizar completamente la silla en segundos.

También tiene la opción de poseer CPR Manual\* con palanca de liberación del espaldar con un descenso suave y amortiguado.

\*Esta función es opcional y representar un costo adicional, para obtenerla pregúntale un ejecutivo comercial.

### • • Estructura Reforzada

**Fabricada en acero cold rolled de alta resistencia**, diseñado para soportar el uso intensivo y la aplicación de desinfectantes de grado hospitalario. Su **acabado en pintura electrostática en polvo proporciona máxima protección contra la corrosión**, alta adhesión, resistencia a impactos y total compatibilidad con procesos de desinfección profunda, garantizando durabilidad y confiabilidad a largo plazo.

### • • Ruedas con Freno Central

**Equipada con cuatro ruedas de 5" de diámetro, libres de mantenimiento y fabricadas en material sintético** que evita la acumulación de fibras o suciedad. El sistema de freno centralizado garantiza un bloqueo seguro y un desplazamiento silencioso, optimizando la seguridad y la higiene en su uso clínico.

### • • Receptáculos para Atril

La Silla Multipropósito SMM-251 ESP incorpora **dos receptáculos posteriores en la base**, diseñados para la instalación de atriles porta suero, aportando practicidad y versatilidad en el uso clínico.



#### Dimensiones Externas

75<sup>cm</sup> x 190<sup>cm</sup> +/-1<sup>cm</sup>

#### Altura Máxima

85<sup>cm</sup> +/-1<sup>cm</sup>

#### Altura Mínima

61<sup>cm</sup> +/-1<sup>cm</sup>

#### Inclinación de Pies

62° +/-1°

#### Inclinación del Espaldar

77° +/-1°

#### Peso Máximo del Paciente

180<sup>kg</sup>



**INDUSTRIAS METÁLICAS LOS PINOS S.A.**

PBX: (+57 604) 372 30 31

Línea Nacional: 01 8000 180 654

Calle 67B No. 45A - 82

Itagüí - Colombia

•••

[servicioalcliente@lospinos-sa.com](mailto:servicioalcliente@lospinos-sa.com)

[www.lospinos.com.co](http://www.lospinos.com.co)

Copyright © 2024